

Поликлональные Антитела Против Mrfar1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Y605

Артикул: CM0028589

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого MRFAP1 (белок 1, ассоциированный с семейством MORF4), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рекомбинантный иммуноген; молекулярная масса 15 кДа. Подходит для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRFAP1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	PGR1, PAM14, MRFAP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	93621
ID гена	93621
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-127 человеческого MRFAP1 (NP_150638.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y605
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет