

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Mrp4/Abcc4 Для Wb, Elisa — O15439

Артикул: CM0020306



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против белка 4 подсемейства С АТФ-связывающих кассет человека (ABCC4/MRP4), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для изучения лекарственной устойчивости, транспорта и путей клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRP4/ABCC4, поликлональное антитело кролика
Примечания/псевдонимы	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
Вид	Человек
GeneID (человек)	10257
GeneID	10257
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1067-1325 MRP4/ABCC4 человека (NP_005836.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O15439
Молекулярная масса белка	150 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом