

Кроличья Поликлональная Антитело Против Mrpl15 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9P015

Артикул: CM0019422



введение

Кроличья поликлональная антитело против MRPL15, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реакцию с MRPL15 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриальных рибосом и анализа экспрессии белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL15 Кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	MRPL15; HSPC145; L15mt; MRP-L15; MRP-L7; RPML7; митохондриальный рибосомальный белок L15
Вид	Человек
ID гена (человек)	29088
ID гена	29088
Иммуноген	Синтетический пептид, синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислотных остатков 197-296 человеческого MRPL15 (NP_054894.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P015
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодильный пакет