


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mrpl18 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9CqI5

Артикул: CM0024328



введение

Кроличьи поликлональные антитела против Mrpl18, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленные на митохондриальный рибосомный белок L18 (MRP-L18). Перекрестно реагируют с человеческим и мышиным Mrpl18, подходят для исследований митохондриальных рибосом и импорта РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против Mrpl18
Примечания/Альтернативные названия	HSPC071; MRP-L18; 1010001C05Rik; Mrpl18
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29074
ID гена	67681
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-180 мышиногo Mrpl18 (NP_080586.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9CQL5
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	В пакете со льдом