

Поликлональное Антитело Anti-Mrpl55 Для Wb, Elisa — Q7Z7F7

Артикул: CM0019525



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого MRPL55, митохондриального рибосомного белка. Валидировано для WB и ELISA, идеально подходит для изучения митохондриальной трансляции и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MRPL55
Примечания/алиасы	L55nt; MRP-L55; AAVG5835; PRO19675; MRPL55
Вид	Человек
ID гена (человек)	128308
ID гена	128308
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-128 человеческого MRPL55 (NP_001308213.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q7Z7F7
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом