

Поликлональные Антитела Против Mrps9 Для Вб, Игк-П, Ифа - P82933

Артикул: CM0017367



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MRPS9 (митохондриальный рибосомальный белок S9) для ВБ, ИГК-П, ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью и крысой. Идеально подходят для исследования митохондриальной трансляции и рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS9 кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	S9mt; RPMS9; MRP-S9; MRPS9
Вид	Человек
GeneID (человек)	64965
GeneID	64965
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 237-396 человеческого MRPS9 (NP_872578.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P82933
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодовый пакет