


Кроличья Поликлональная Антитело Против Mst1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q13043

Артикул: CM0023708



введение

Кроличье поликлональное антитело против MST1 (STK4), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для изучения сигнального пути Hippo, апоптоза и исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MST1
Примечания/Альтернативные названия	KRS2; MST1; YSK3; STK4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6789
ID гена	6789
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 303-487 белка MST1 человека (NP_006273.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13043
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом