


Поликлональные Антитела Против Mt-Nd2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03891

Артикул: CM0023453



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого MT-ND2 (субъединица 2 NADH-дегидрогеназы), основной субъединицы Комплекса I. Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT-ND2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MTND2; ND2; MT-ND2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4536
ID г	4536
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P03891
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом