


Поликлональное Антитело Кролика Против Mt-Nd5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P03915

Артикул: CM0014111



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против субъединицы 5 НАДН-дегидрогеназы (MT-ND5), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с человеческим, мышинным и крысиным белком. Иммуноген получен из пептида мышинного гена MT-ND5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT-ND5 кроличье pAb
Примечания/алиасы	ND5; MT-ND5
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4540
GeneID	17721
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300–400 мышинного MT-ND5 (NP_904338.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P03915
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Холодильный пакет