

Моноклональное Антитело Против Mthfr Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P42898

Артикул: CM0006677



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий MTHFR (метилентетрагидрофолатредуктаза). Валидировано для ВБ, ИФ/ИК, ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований фолатного пути и разработки диагностических препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTHFR Кроличье mAb
Примечания/псевдоним	MTHFR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4524
GeneID	4524
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 363-656 человеческого MTHFR (NP_005948.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42898
Молекулярная масса белка	75 кДа
Доставка	Холодовой пакет