


Поликлональное Антитело Против Mtif3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H2K0

Артикул: CM0029735



введение

Кроличье поликлональное антитело к MTIF3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфично к человеческому и крысиному MTIF3, митохондриальному фактору инициации трансляции, который способствует доступности 28S рибосомной субъединицы для синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к MTIF3, кролик
Примечания/Альтернативные названия	IF3mt; MTIF3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	219402
GeneID	219402
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-278 человеческого MTIF3 (NP_690876.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9H2K0
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом