


Поликлональное Кроличье Антитело Против Mtmr6 Для Wb, Elisa — Q9Y217

Артикул: CM0015981



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на MTMR6 — липидную фосфатазу, участвующую в передаче сигналов в Т-клетках и эндоцитозе. Валидировано для WB и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для иммунодетекции и исследовательских задач.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MTMR6
Примечания/синоним	MTMR6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9107
Идентификатор гена	9107
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 382-621 человеческого MTMR6 (NP_004676.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y217
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом