

Кроличыи Поликлональные Антитела К Mtmr9 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qg7

Артикул: CM0016675

введение

Кроличыи поликлональные антитела к MTMR9, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения регуляции миотубулярин-родственных фосфатаз, макроаутофагии и апоптоза. - Q96QG7

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTMR9 кроличыи пАт
Примечания/Синонимы	MTMR8; C8orf9; LIP-STYX; MTMR9
Вид	Человек
ID гена	66036
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого MTMR9 (NP_056273.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96QG7
Молекулярная масса белка	63 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом