

Поликлональные Антитела Против Muc6 Для Wb, Elisa - Q6W4X9

Артикул: CM0022022

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого MUC6 (желудочного муцина-6). Валидированы для WB и ELISA; перекрестная реакция с мышью. Полезны для исследований цитопротекции слизистой оболочки, патологии H. pylori и анализа опухолевых маркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUC6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MUC-6; MUC6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4588
ID гена	4588
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-298 человеческого MUC6. (NP_005952.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6W4X9
Молекулярный вес белка	257KDa
Доставка	Сумка со льдом