

Поликлональное Кроличье Антитело К Муцину 5Ас Для Wb И Elisa — P98088

Артикул: CM0021343



введение

Поликлональное кроличье антитело, выявляющее муцин 5АС — секретируемый гликопротеин массой 586 кДа. Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований муцинов, изучения дыхательной и желудочной систем, а также разработки ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к муцину 5АС
Примечания/синонимы	TBM; IeB; MUC5; муцин; муцин 5АС (MUC5AC)
Вид	Человек
GeneID (человек)	4586
GeneID	4586
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1550-1900 человеческого муцина 5АС (MUC5AC) (NP_001291288.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P98088
Молекулярная масса белка	586 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом