

Кроличья Поликлональная Антитела К Anti-Multimerin-1 (Mmrn1) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q13201

Артикул: CM0029038

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Multimerin-1 (MMRN1), валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и мышиным MMRN1. Идеально для исследований в области биологии тромбоцитов, тромбоза и сосудистого гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMRN1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ECM; MMRN; GPIa*; EMILIN4; MMRN1
Вид	Человек
ID гена	22915
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1083-1228 человеческого MMRN1 (NP_031377.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13201
Молекулярная масса белка	138 кДа
Доставка	В сумке со льдом