

Поликлональные Антитела Anti-Mus81 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (IHC-P), Ифа (Elisa) - Q96Ny9

Артикул: CM0027067



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого белка MUS81, структуроспецифической эндонуклеазы, участвующей в репарации ДНК и поддержании стабильности генома. Подходят для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUS81 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SLX3; MUS81
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80198
GeneID	80198
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 человеческого MUS81 (NP_079404.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96NY9
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	В ледяном пакете