

Поликлональные Антитела Против Musk Для Вб, Ифа — O15146

Артикул: CM0026360



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MUSK, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком MUSK. Идеально подходят для исследований нервно-мышечных синапсов и изучения синаптической сигнализации. Масса белка — 97 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUSK Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CMS9; FADS; FADS1; MUSK
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	4593
ID гена	4593
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 424–783 человеческого MUSK (NP_001159752.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O15146
Масса белка	97 кДа
Доставка	Хладоэлемент