

Поликлональное Антитело Против Mybrс2 Для Вб, Ифа — Q14324

Артикул: CM0017318



введение

Кроличье поликлональное антитело к MYBPC2 для методов Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает MYBPC2 человека, мыши и крысы. Полезно для исследования функции мышечных белков и процесса сокращения мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYBPC2 кроличье пАт
Примечания/Алиасы	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4606
ID гена	4606
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 912-1141 человеческого MYBPC2 (NP_004524.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14324
Молекулярная масса белка	128 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементом