


## Поликлональные Антитела Кролика Против Мусбр Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q99417

Артикул: CM0026175



### введение

Поликлональные антитела кролика против MYCBP, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ИФА). Направлены против человеческого связывающего белка с-Мус (AMY-1), ключевого регулятора транскрипционной активности MYC. Идеально подходят для исследования путей канцерогенеза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Поликлональные антитела кролика к MYCBP                                                                           |
| Примечания/алиасы         | AMY-1; MYCBP                                                                                                      |
| Вид реактивности          | Человек                                                                                                           |
| ID гена (человек)         | 26292                                                                                                             |
| ID гена                   | 26292                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-103 человеческого MYCBP (NP_036465.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                           |
| Применение                | WB, IHC-P, ИФА                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                           |
| SWISS                     | Q99417                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 12 кДа                                                                                                            |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                   |