

Поликлональные Антитела Против Myl1 Для Wb, Elisa - P05976

Артикул: CM0024714

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против MYL1, валидированные для WB и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Предполагаемая молекулярная масса 21 кДа. Идеальны для исследований скелетных мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYL1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MLC1; MLC-1; MLC1F; MLC3F; CMYP14; MLC1/3; MYOFTA; MYL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4632
GeneID	4632
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого MYL1 (NP_524146.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05976
Масса белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом