

Моноклональное Антитело Кролика Против Myo1B Для Вб, Ифа - O43795

Артикул: CM0003333

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика к человеческому MYO1B, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения нейрональной миграции, роста нейритов и везикулярного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к MYO1B
Примечания/синонимы	MMIa, myr1, MYH-1c, MMI-alpha, MYO1B
Вид	Человек
ID гена (человек)	4430
ID гена	4430
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 916-1136 человеческого MYO1B (NP_001123630.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43795
Молекулярная масса белка	132 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом