

Кроличья Поликлональная Антитело Против Nanp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Tbe9

Артикул: CM0017727



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческой N-ацилнейраминат-9-фосфатазы (NANP/HDHD4). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с мышью и крысой. Ключевой инструмент для исследований метаболизма сиаловой кислоты. 28 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NANP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HDHD4; C20orf147; dj694B14.3; NANP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	140838
GeneID	140838
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-248 человеческого NANP (NP_689880.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TBE9
Молекулярная масса белка	28kDa
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент