

Моноклональное Антитело Против Nbs1/Nbn Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - O60934

Артикул: CM0004434



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого NBS1/NBN, валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), ELISA. Нибрин является компонентом MRN-комплекса, необходимого для репарации двунитевых разрывов ДНК и поддержания теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NBS1/NBN Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ATV; NBS; P95; NBS1; AT-V1; AT-V2; NBS1/NBN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4683
GeneID	4683
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 655-754 человеческого NBS1/NBN (O60934).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60934
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом