

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Nbs1/Nbn (Валидировано Методом Ko) Для Wb, Ihc-P, Elisa - O60934

Артикул: CM0017899



введение

Валидированное методом KO кроличье поликлональное антитело против NBS1/NBN (нибрина). Подходит для WB, IHC-P, ELISA. Распознает белок человека, мыши и крысы. Нацелено на репарацию ДНК и поддержание теломер. SWISS: O60934.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KO] Кроличье поликлональное антитело против NBS1/NBN
Примечания/синонимы	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, BN
Вид	Человек
GeneID (человек)	4683
GeneID	4683
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520-754 человеческого NBS1/NBN (NP_002476.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60934
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом