

Поликлональные Кроличьи Антитела К Nde1 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q9Nxr1

Артикул: CM0027815



введение

Поликлональные кроличьи антитела к NDE1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA). Антитела детектируют белок NDE1 человека, мыши и крысы. Белок NDE1 играет ключевую роль в ориентации митотического веретена и развитии коры головного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDE1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	NDE; LIS4; MHAC; NUDE; NUDE1; HOM-TES-87; NDE1
Вид	Человек
GeneID (человек)	54820
GeneID	54820
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-110 человеческого белка NDE1 (NP_060138.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NXR1
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего материала