


Поликлональное Антитело Против Ndufa7 (Валидировано На Нокаутных Моделях) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O95182

Артикул: CM0026477



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на NDUFA7 (CI-B14.5a) — вспомогательную субъединицу митохондриального Комплекса I. Валидировано на нокаутных моделях для Вестерн-блоттинга и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Для исследований дыхательной цепи и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] NDUFA7 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	B14.5a; CI-B14.5a; A7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4701
ID гена	4701
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 человеческого NDUFA7 (NP_004992.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95182
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом