


Кроличье Поликлональное Антитело Против Ndufab1 Для Wb, Elisa — O14561

Артикул: CM0020898



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому NDUFB1 (O14561) — ацил-кэрьерному белку и субъединице комплекса I. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриального синтеза жирных кислот и комплекса I дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFB1 кроличье поликлональное антитело (Rabbit pAb)
Примечания/Синонимы	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4706
ID гена	4706
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 50-156 человеческого NDUFB1 (NP_004994.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14561
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодовая упаковка