

Моноклональное Антитело К Ndufaf1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y375

Артикул: CM0009659

введение

Моноклональное антитело к NDUFAF1, валидированное для методов WB, IF/ICC и ELISA. Рекомбинантное кроличье антитело для исследования сборки митохондриального комплекса I. Реагирует с человеческим белком, 38 кДа. Подходит для исследований митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к NDUFAF1
Примечания/Синонимы	CGI65; CIA30; CGI-65; MC1DN11; NDUFAF1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51103
Идентификатор гена	51103
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 NDUFAF1 человека (Q9Y375)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y375
Молекулярная масса белка	38 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом