

Анти-Ndutfaf2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8N183

Артикул: CM0014972

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против NDUF2 (B17.2L, mimitin), фактора сборки митохондриального комплекса I. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Для исследований митохондриальных заболеваний и ресничек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUF2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MMTN; B17.2L; MC1DN10; mimitin; NDUF2L; NDUF2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	91942
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-169 человеческого NDUF2 (NP_777549.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N183
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Со льдом