


Поликлональные Антитела Против Ndufb10 Для Wb, Ip, Elisa - O96000

Артикул: CM0026626



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий NDUFB10 — вспомогательную субъединицу митохондриального комплекса I. Проверены для использования в WB, IP, ELISA у человека, мыши и крысы. Подходят для исследований дыхательной цепи и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFB10 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PDSW; MC1DN35; NDUFB10
Вид	Человек
ID гена (человек)	4716
ID гена	4716
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-172 человеческого NDUFB10 (NP_004539.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O96000
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	С ледяным пакетом