

Моноклональное Антитело К Nedd4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P46934

Артикул: CM0010266



введение

Кроличье моноклональное антитело против NEDD4, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на человеческий NEDD4 (E3 убиквитинлигаза 149 кДа), актуально для исследований убиквитинирования, аутофагии и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к NEDD4
Примечания/Альтернативные названия	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4734
GeneID	4734
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P46934
Молекулярная масса белка	149 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом