

Мышинная Моноклональная Антитела Против NeuN Для Wb, If, Ihc, Elisa - Клон A6Nfn3

Артикул: CM0008335

введение

Высококачественная мышинная моноклональная антитела к NeuN (FOX3/RBFOX3), валидированная для Вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА у человека, мыши и крысы. Регулятор сплайсинга для исследований в области нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинная моноклональная антитела к NeuN
Примечания/алиасы	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3
Вид targets	Человек
GeneID (человек)	146713
Иммуноген	Рекомбинантный белок NeuN человека
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	A6NFN3
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С холодной упаковкой