

Кроличье Моноклональное Антитело К Nfat2 Для Wb И Elisa - O95644

Артикул: CM0002109



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому NFAT2 (NFATc1) для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Подходит для исследований передачи сигналов в Т-клетках, экспрессии цитокинов и остеокластогенеза.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к NFAT2
Примечания/Синонимы	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4772
GeneID	4772
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 844-943 человеческого NFAT2 (O95644).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95644
Молекулярная масса белка	101 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом