


Моноклональное Антитело Против Nfkb1 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip - P19838

Артикул: CM0008711



введение

Кроличье моноклональное антитело к NFκB1, валидированное для WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP на образцах человека и мыши. Нацелено на NF-κB p105/p50, ключевой фактор транскрипции в иммунных и воспалительных ответах. Идеально подходит для исследований IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFKB1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	KBF1, EBP-1, NF-κB, CVID12, NF-κB1, NFKB-p50, NFκappaB, NF-κappaB, NFKB-p105, NF-κappa-B1, NF-kappabeta
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4790
ID гена	4790
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из человеческого NFKB1
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19838
Молекулярный вес белка	105 кДа
Доставка	Сумка со льдом