


Кроличья Поликлональная Антитела Против Nfkbib Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q15653

Артикул: CM0027132



введение

Кроличьи поликлональные антитела против NFKB1B, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на человеке, мыши, крысе. Нацелены на I-карра-В-бета, ингибитор NF-карра-В с молекулярной массой 38 кДа, который регулирует удержание в цитоплазме и ядерную транслокацию NF-карра-В.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к NFKB1B
Примечания/Альтернативные названия	IKBB; TRIP9; NFKB1B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4793
ID гена	4793
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-356 человеческого NFKB1B (NP_002494.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15653
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом