


Поликлональные Антитела Против Nfu1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ums0

Артикул: CM0028496



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против NFU1, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы на образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований митохондриальных железо-серных кластеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFU1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Nfu; NifU; HIRIP; MMDFS; MMDS1; NIFUC; CGI-33; HIRIP5; NFU1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27247
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого NFU1 (NP_001002755.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UMS0
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	С ледяным пакетом