

Антитело Кролика Поликлональное Против Ng2/Cspg4 [Валидировано На Ko] Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Артикул: CM0027710



введение

Валидированное на КО поликлональное антитело кролика против человеческого NG2/CSPG4 (SWISS Q6UVK1). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований миграции клеток, ангиогенеза и меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] NG2/CSPG4 кролик rAb
Примечания/Псевдонимы	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; G4
Вид	Человек
GeneID (человек)	1464
GeneID	1464
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1340-1563 человеческого NG2/CSPG4 (NP_001888.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6UVK1
Молекулярный вес белка	251кДа
Доставка	Сумка со льдом