


Кроличье Поликлональное Антитело Против Ngdn Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nej9

Артикул: CM0013170



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NGDN (Нейрогудина), рекомендованное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с крысой. Подходит для исследований биогенеза рибосом, регуляции трансляции и нейронального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NGDN Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NGD; LCP5; CANu1; Ipd-2; C14orf120; NGDN
Вид	Человек
ID гена	25983
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 61-209 человеческого NGDN (NP_001036100.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS-PROT	Q8NEJ9
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом