


Поликлональные Антитела Против Nip7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Y221

Артикул: CM0031074



введение

Кроличьи поликлональные антитела к NIP7 (20 кДа), валидированные для ВБ и ИФА, реагируют с белком человека и мыши. Нацелены на гомолог белка NIP7, участвующего в биогенезе рибосомы 60S и процессинге предшественника рРНК в нуклеоле.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NIP7 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	KD93; CGI-37; HSPC031; NIP7
Вид	Человек
ID гена (человек)	51388
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-180 белка NIP7 человека (NP_057185.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y221
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодильный пакет