

Поликлональное Антитело Против Nme6/Nm23-H6 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Ифа - O75414

Артикул: CM0013683

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на NME6 (NM23-H6, IPIA-альфа). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Детектирует митохондриальную NDP киназу массой 21 кДа, необходимую для поддержания мтДНК. Идеально для исследований митохондрий и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NME6 Кроличье rAb
Примечания/Альтернативные названия	NDK 6; NM23-H6; IPIA-ALPHA; NME6
Вид	Человек
GeneID (человек)	10201
GeneID	10201
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 9-194 человеческого NME6 (NP_005784.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75414
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом