


Поликлональное Антитело К Nmnat1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Han9

Артикул: CM0026921



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого NMNAT1 (SWISS: Q9HAN9). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходит для исследований биосинтеза NAD⁺, ремоделирования хроматина и нейропротекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NMNAT1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LCA9; NMNAT; PNAT1; SHILCA; NMNAT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64802
GeneID	64802
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого NMNAT1 (NP_073624.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HAN9
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом