

Поликлональные Антитела Против Nod1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y239

Артикул: CM0013271



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого NOD1 (CARD4) — рецептора распознавания паттернов бактериального пептидогликана. Валидированы для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагируют с мышиным и крысиным гомологами. Для исследований врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOD1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CARD4; NLRC1; CLR7.1; NOD1
Вид	Человек
ID гена	10392
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-270 человеческого NOD1 (NP_006083.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y239
Молекулярная масса белка	108 кДа
Доставка	Холодильный пакет