

Моноклональное Кроличье Антитело Против NOLC1 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — Q14978

Артикул: CM0006255

введение

Моноклональное кроличье антитело против человеческого NOLC1, подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Нуклеолярный белок, регулирующий РНК-полимеразу I и спецификацию клеток нервного гребня.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАб против NOLC1
Примечания/синонимы	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9221
GeneID	9221
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–100 человеческого NOLC1 (NP_004732.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q14978
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом