

Моноклональное Антитело Против Не-Фосфо (Активной) Формы В-Катенина (S33/S37/T41) Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Elisa - P35222

Артикул: CM0006557



введение

Валидированное методом нокаута кроличье моноклональное антитело, специфичное к не-фосфорилированной (активной) форме β -катенина в положениях S33, S37, T41. Подходит для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ELISA; детектирует человеческий, мышиный, крысиный β -катенин (85 кДа). Идеально для исследований сигнального пути Wnt, эпителиально-мезенхимального перехода и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Не-фосфо (Активный) β -Катенин -S33/S37/T41 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Не-фосфо (Активный) β -Катенин -S33/S37/T41
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1499
GeneID	1499
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Не-фосфо (Активного) β -Катенина -S33/S37/T41 (NP_001895.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35222
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом