

Поликлональное Антитело Против Nos1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P29475

Артикул: CM0016401



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NOS1 (нейронная синтаза оксида азота), валидированное для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Реагирует перекрестно с мышью и крысой. Для исследований сигналинга оксида азота, синаптической передачи и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOS1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	NOS; bNOS; nNOS; INP51; N-NOS; NC-NOS; NOS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4842
ID гена	4842
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-180 человеческого NOS1 (NP_000611.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P29475
Молекулярная масса белка	161 кДа
Доставка	Холодовой пакет