

Поликлональные Антитела К Noxa2/P67Phox Для Вестерн-Блота, Иф, Ифа — P19878

Артикул: CM0014730



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого NOXA2/p67phox (NCF2), для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции на препаратах и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Иммуноген рекомбинантный; подходит для исследований продукции супероксида и изучения НАДФН-оксидазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOXA2/p67phox кроличьи пАт
Примечания/синонимы	NCF-2; NOXA2; P67PHOX; P67-PHOX; NOXA2/p67phox
Вид	Человек
ID гена (человек)	4688
ID гена	4688
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 227–526 человеческого NOXA2/p67phox (NP_000424.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19878
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Хладагент