


Поликлональное Антитело Против Nox1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Nfa2

Артикул: CM0013543



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NOXO1 (организатор NADPH-оксидазы 1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеально для исследований NOX-комплекса и генерации супероксида.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOXO1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SNX28; P41NOX; P41NOXA; P41NOXB; P41NOXC; SH3PXD5; NOXO1
Вид	Человек
GeneID	124056
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 121-370 человеческого NOXO1 (NP_653204.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8NFA2
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В пакете со льдом