

Кроличья Поликлональная Антитело Против Npas2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q99743

Артикул: CM0019394

введение

NPAS2 Rabbit pAb (Q99743), валидированный для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает человеческий NPAS2 с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований циркадных часов и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	NPAS2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MOP4; PASD4; bHLHe9; NPAS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4862
GeneID	4862
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 45-240 человеческого NPAS2 (NP_002509.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q99743
Молекулярный вес белка	92 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент