


Поликлональное Антитело Кролика Против Npl Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bxd5

Артикул: CM0025706



введение

Поликлональное антитело кролика против NPL для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Детектирует человеческую N-ацетилнейрамининат-лиазу, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Рекомбинантный белковый иммуноген. Используется в исследованиях метаболизма сиаловых кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPL Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NAL; C112; NPL1; C1orf13; NPL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	80896
ID гена	80896
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческой NPL (NP_110396.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9BXD5
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом